

# Cardiodrive®

## Instalační, provozní a servisní příručka



710 N. Tucker Blvd  
Suite 110  
St. Louis, MO 63101  
USA  
1-314-678-6100

[www.stereotaxis.com](http://www.stereotaxis.com)

Příručka, č. zb.: HDW-0270-CS  
Revize: C  
Platnost od: 21.02.2023





**R<sub>x</sub>** Only  
**CE 2797**

Made In USA

© Stereotaxis, Inc. 2010, 2022

## LEGENDA K SYMBOLŮM

| Symbolu   | Název   | Popis  |
|---|---|--|
|    | <b>Číslo součásti</b>                                 | Označuje katalogové číslo výrobce, které umožňuje identifikovat zdravotnický prostředek.   |
|    | <b>Upozornění</b>                                     | Označuje, že třeba, aby si uživatel přečetl návod k použití a věnoval pozornost důležitým varovným informacím, jako jsou varování a bezpečnostní opatření, která z různých nemohou být uvedena na samotném zdravotnickém prostředku. |
|    | <b>Výrobce</b>  | Označuje výrobce zdravotnického prostředku, jak je definován ve směrnicích EU 90/385/EEC, 93/42/EHS a 98/79/EC.  |
|    | <b>Autorizovaný zástupce v Evropském společenství</b> | Označuje autorizovaného zástupce pro Evropské společenství/Evropskou unii.   |
|  | <b>Importér</b>                                       | Označuje entitu, která importuje zdravotnický prostředek na místní trh.  |
|  | <b>Značka CE</b>                                      | Výrobek vyhovuje požadavkům evropské lékařské směrnice 93/42/EHS a splňuje platné požadavky na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pokud je označení doprovázeno číslem, shoda je ověřena.                            |
|  | <b>Přečtěte si návod k použití</b>                    | Označuje, že třeba, aby si uživatel přečetl návod k použití.   |
|  | <b>Datum výroby</b>                                   | Označuje datum, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.   |
|  | <b>Zdravotnický prostředek</b>                        | Označuje, že položka je zdravotnický prostředek.   |

| <b>Symbolu</b>  | <b>Název</b>                                | <b>Popis</b>   |
|---|---|--|
|  | <b>Napájení</b>                             | Označuje stav napájení součásti nebo systému.  |
|  | <b>Pouze na lékařský předpis</b>            | Upozornění: Podle federálního zákona (USA) smí být tento prostředek prodáván pouze lékařem nebo na lékařský předpis.   |
|  | <b>Recyklovat: Elektronické zařízení</b>    | Označuje výrobek, na který se vztahuje směrnice Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 2002/96/EC/EU týkající se recyklace elektronických zařízení. |
|  | <b>Přečtěte si návod k použití/příručku</b> | Informuje, že je nutné přečíst si návod k použití/příručku.  |
| <b>SN</b>   | <b>Sériové číslo</b>                        | Označuje sériové číslo výrobce, které umožňuje identifikovat konkrétní zdravotnický prostředek.  |
| <b>UKRP</b>   | <b>Odpovědná osoba pro UK</b>               | Osoba se sídlem ve Spojeném království (UK), která jedná jménem výrobce usazeného mimo UK v souvislosti s povinnostmi výrobce dle předpisů UK.   |

---

Vyrobeno podle jednoho nebo více následujících patentů:

USA: 4,869,247; 5,125,888; 5,353,807; 5,654,864; 5,707,335; 5,779,694; 5,843,093; 5,931,818; 6,014,580;  
6,015,414; 6,096,048; 6,128,174; 6,148,823; 6,152,933; 6,157,853; 6,212,419; 6,216,030; 6,241,671; 6,292,678;  
6,296,604; 6,298,257; 6,304,768; 6,311,082; 6,315,709; 6,330,467; 6,352,363; 6,364,823; 6,375,606; 6,385,472;  
6,401,723; 6,428,551; 6,459,924; 6,475,223; 6,505,062; 6,507,751; 6,522,909; 6,524,303; 6,527,782; 6,529,761;  
6,537,196; 6,542,766; 6,562,019; 6,630,879; 6,662,034; 6,677,752; 6,702,804; 6,733,511; 6,740,103; 6,755,816;  
6,786,219; 6,817,364; 6,931,818; 6,902,528; 6,911,026; 6,940,379; 6,968,846; 6,975,197; 6,980,843; 7,008,418;  
7,010,338; 7,019,610; 7,017,584; 7,020,512; 7,066,924; 7,137,976; 7,161,453; 7,189,198; 7,190,819; 7,211,082;  
7,248,914; 7,264,584; 7,276,044; 7,286,034; 7,305,263; 7,313,429; 7,341,063; 7,346,379; 7,389,778; 7,495,537;  
7,505,615; 7,516,416

Evropa: 1 389 958

Další patenty v řízení v USA. Zahraniční patenty vydané a v řízení.

## Kontaktní Informace

---

Stereotaxis, Inc.

710 N. Tucker Blvd

Suite 110

St. Louis, MO 63101

USA

[www.stereotaxis.com](http://www.stereotaxis.com)

1-314-678-6100 (*Stereotaxis — US*)

0031.75.77.133.13 (*Stereotaxis — EU*)

1-314-678-6200 (*TeleRobotic Support Team — US*)



## Zástupce pro ES

---

MDSS

(Medical Device Safety Service GmbH)

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Německo



## Distributor

---

MedEnvoy

Prinses Margrietplantsoen

33 - Suite 123,

2595 AM The Hague

Netherlands



Cardiodrive® a Niobe® jsou registrované ochranné známky společnosti Stereotaxis, Inc.  
© Stereotaxis, Inc. 2010, 2023

**POZNÁMKA**

Pozorně si přečtěte veškeré pokyny, varování a upozornění uvedené v této příručce a v návodu k použití systému Cardiodrive® a ujistěte se, že jim rozumíte. Zařízení nepoužívejte, dokud dobře neporozumíte všem zde popsaným postupům.

---

**OBSAH:**

|   |    |
|---|----|
| 1. ÚČEL .....   | 1  |
| 1.1 Identifikace .....  | 1  |
| 1.2 Obecné .....  | 1  |
| 1.3 Doprovodný magnetický navigační systém .....  | 1  |
| 1.4 Použití .....   | 1  |
| 1.5 Bezpečnostní opatření .....   | 1  |
| 1.6 Akronymy a zkratky .....  | 2  |
| 2. KONFIGURACE SYSTÉMU Cardiodrive® .....   | 3  |
| 2.1 Systémové součásti .....  | 3  |
| 2.2 Propojení systému .....   | 4  |
| 2.3 Instalace mezikusu pro uchycení motorové jednotky .....                                   | 5  |
| 2.4 Instalace motoru (030-005115) .....   | 5  |
| 2.5 Instalace uživatelského rozhraní (030-002047) .....                                       | 6  |
| 2.6 Instalace jednorázové jednotky zavaděče (001-001751-1) .....                              | 6  |
| 3. Cardiodrive® NÁVOD K POUŽITÍ .....   | 7  |
| 3.1 Spuštění systému Cardiodrive® .....   | 7  |
| 3.2 Použití nouzového zastavení (E-Stop) .....  | 7  |
| 3.3 Operace zavádění a vytahování pomocí pákového ovladače .....                              | 7  |
| 3.4 Zavádění a zatahování zpět o 1 mm pomocí tlačítka .....                                   | 7  |
| 3.5 Zavádění a zatahování zpět o 3 mm pomocí tlačítka .....                                   | 7  |
| 3.6 Vypnutí systému Cardiodrive® .....  | 8  |
| 3.7 Zotavení po chybě .....   | 8  |
| 4. DEFINICE UŽIVATELSKÉHO ROZHŘANÍ .....  | 9  |
| 4.1 Tabulka použití ovládacích prvků .....  | 9  |
| 4.2 Tabulka použití kontrol .....   | 10 |
| 4.3 Specifikace výkonu .....  | 11 |
| 4.4 Charakteristiky prostředí pro přepravu a skladování: .....                                | 11 |
| 4.5 Další informace na vyžádání .....   | 11 |
| 5. ÚDRŽBA systému Cardiodrive® .....  | 12 |
| 5.1 Čištění .....   | 12 |
| 6. Volitelná souprava k systému Cardiodrive® s uživatelským rozhraním pro dva uživatele ..... | 12 |
| 6.1 Výběr uživatelského rozhraní .....  | 12 |

# 1. ÚČEL

## 1.1 Identifikace

Tato příručka poskytuje informace o konfiguraci, spuštění, provozu a vypnutí systému Stereotaxis Cardidrive®; č. zb. 001-004115. Rovněž obsahuje informace o instalaci a údržbě systému Cardidrive®.

## 1.2 Obecné

Systém Stereotaxis Cardidrive® je nástroj, který lékaři poskytuje možnost a volbu zavádět a zatahovat katétry zpět z řídicí místnosti.

Účelem této příručky je poskytnout uživatelům systému Cardidrive® návod k použití tohoto zařízení.

## 1.3 Doprovodný magnetický navigační systém

Systém Cardidrive® pracuje společně s magnetickým navigačním systémem (MNS). Systém MNS lékař používá k řízení distálního konce katétru, zatímco systém Cardidrive® je prostředkem pro dálkové ovládní zavádění nebo zatahování katétru zpět. Doprovodný rentgenový systém lékaři během intervenčního zákroku poskytuje také navádění v reálném čase. Dokumentace k systému MNS a rentgenovému systému zde není duplikována. Návod k použití jednorázových prostředků systému Cardidrive® je dodáván spolu s jednorázovými prostředky a není zde duplikován.

## 1.4 Použití

Systém Stereotaxis Cardidrive® je určen k automatickému zavádění a zatahování pouze kompatibilních magnetických katétrů pro elektrofyziologické (EP) mapování a ablací uvnitř pacientova srdce, je-li použit společně s magnetickým navigačním systémem (MNS) společnosti Stereotaxis.

V USA není systém Cardidrive® určen k zavádění elektrofyziologických mapovacích a ablačních katétrů skrze koronární cévy ani sinus coronarius.

## 1.5 Bezpečnostní opatření

I když systém Cardidrive® umožňuje dálkové zavádění nebo zatahování kompatibilních zařízení, nenahrazuje znalosti, odbornost či správný úsudek lékaře.



**UPOZORNĚNÍ:** Podle federálního zákona (USA) smí být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na lékařský předpis.



**VAROVÁNÍ:** Systém Cardidrive® společnosti Stereotaxis by měli používat pouze lékaři vyškolení v elektrofyziologii, intervenční kardiologii a v používání systému Cardidrive® a magnetického navigačního systému Stereotaxis.



**VAROVÁNÍ:** Když není systém Cardidrive® používán, mělo by být na uživatelském rozhraní „ZAPNUTO“ (zatlačeno) tlačítko nouzového zastavení.



**VAROVÁNÍ:** Pohyb katétru vždy ověřujte živými skiaskopickými snímky. Nelze-li již pohyb katétru ověřit, ihned postup ukončete.



**VAROVÁNÍ:** Neodstraňujte kryty ani se nepokoušejte součásti systému Cardiodrive® opravovat. Veškerý servis svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu.



**VAROVÁNÍ:** Před zahájením každého zákroku zkontrolujte funkci systému Cardiodrive®. Informace naleznete v části 3.0 instalační, provozní a servisní příručky k systému Cardiodrive®.



**UPOZORNĚNÍ:** Motorová jednotka se nesmí přiblížit k magnetu použitému v magnetickém navigačním systému na vzdálenost kratší než 61 cm (2 stopy).



**UPOZORNĚNÍ:** Při retrográdním přístupu do levého srdce přes ascendentní aortu projděte aortální a mitrální chlopní ručně, nikoli pomocí součásti Cardiodrive® systému MNS Stereotaxis.



**UPOZORNĚNÍ:** Sejně jako při ručním zavádění katétru i při zavádění se zařízením Cardiodrive® musí být rychlost zavádění katétru v blízkosti vaskulárních struktur (např. plicních žil) a ústí koronárních artérií/žil snížena na přiměřenou rychlost. Nezapomeňte, že maximální rychlost zavádění zařízení Cardiodrive® je 5,0 cm/sekunda.

## 1.6 Akronymy a zkratky

|                   |   |
|-------------------|---|
| Zavádění          | Dopředný směr posunu ovládaného zařízení  |
| Regulátor         | Součást systému Cardiodrive® ovládající funkci motoru                                       |
| Jednotka zavaděče | Součást systému Cardiodrive®, která se připevňuje k zaváděnému nebo vytahovanému zařízení   |
| E-stop            | Součást uživatelského rozhraní, která ovládá napájení motoru (E-stop)                       |
| Skia              | Skiaskopie nebo skiaskopický  |
| IFU               | Návod k použití   |
| MNS               | Magnetický navigační systém   |
| Motor             | Součást systému Cardiodrive®, která dodává mechanickou sílu pro pohyb zařízení.             |
| Vysunutí          | Zpětný směr posunu ovládaného zařízení  |
| UR                | Uživatelské rozhraní – součást systému Cardiodrive®, která umožňuje lékaři ovládat zařízení |



## 2. KONFIGURACE SYSTÉMU Cardiodrive®

### 2.1 Systémové součásti

Systém Cardiodrive® se skládá ze tří hlavních součástí:

#### **Motorová jednotka (030-005115)**

Motorová jednotka obsahuje motor, který otáčí ohebným hnacím kabelem a připojuje se k jednorázové jednotce zaváděče katétru.

#### **Uživatelské rozhraní (030-002047)**


Uživatelské rozhraní obsahuje pákový ovladač a tlačítko, které lékař používá k ovládní postupu zavádění nebo zatahování katétru během zákroku.

Systém Cardiodrive® se používá s jednorázovou jednotkou zaváděče (001-001751-1), která obsahuje hnací jednotku katétru. Před zákrokem se do jednotky zaváděče umístí katétr.

**VAROVÁNÍ – POKUD JE SYSTÉM CARDIODRIVE® POD PROUDEM, NEPROPOJUJTE MEZI SEBOU JEHO SOUČÁSTI. PŘED PŘIPOJENÍM K SYSTÉMU CARDIODRIVE® SYSTÉM NIOBE VYPNĚTE.**

## 2.2 Propojení systému


Systém Cardiodrive® je sestaven tak, aby motorová jednotka byla namontována na kolejniče stolu pacienta. V řídicí místnosti je umístěno uživatelské rozhraní. Jednorázová jednotka zavaděče je připevněna k noze pacienta. Mezi motorovou jednotkou a jednotkou zavaděče je nainstalován ohebný hnací kabel. Do samotné jednorázové jednotky zavaděče je instalován katétr. Schéma propojení systému Cardiodrive® znázorňuje obrázek 1.



Obrázek 1 – Schéma propojení systému Cardiodrive®.

### 2.3 Instalace mezikusu pro uchycení motorové jednotky

- Stlačte svorku na motorové jednotce a uchytte ji na mezikus.
- Motorovou jednotku s mezikusem nainstalujte na stůl pacienta podle obrázku 2.



Obrázek 2. Instalace mezikusu pro uchycení motorové jednotky.

### 2.4 Instalace motoru (030-005115)

- Motorovou jednotku připevněte na kolejničku stolu pacienta.
  - Připevněte ji na kolejničku, která je po levé straně pacienta (když leží na zádech).
  - Připevněte ji tak, aby hřídel motoru směřovala k hlavě pacienta (nikoli k chodidlům).
- Motor se může podle potřeby po kolejničce posouvat. Jeho přesnou polohu je třeba seřídit podle každého pacienta tak, aby bylo odstraněno prověšení ohebného hnacího bovdeny. Tato poloha po délce kolejničky bude u různých pacientů různá. Snažte se umístit motor co nejdále k nohám pacienta.

**2.5 Instalace uživatelského rozhraní (030-002047)**

- Zkontrolujte, zda je zbytek uživatelského rozhraní v řídicí místnosti položen na bezpečné rovné ploše bez jakýchkoli překážek, které by na ně mohly spadnout.

**2.6 Instalace jednorázové jednotky zavaděče (001-001751-1)**

- Instalaci jednorázové jednotky zavaděče popisuje návod k použití, který je dodáván s jednorázovou jednotkou zavaděče.
- Motorovou jednotku systému Cardiodrive® posuňte po kolejničce stolu pacienta (k hlavě nebo nohám pacienta) podle potřeby tak, aby bylo odstraněno prověšení ohebného kabelu, který u daného pacienta udržujte co nejrovnější. Snažte se umístit motor co nejdále k nohám pacienta.

## 3. Cardiodrive® NÁVOD K POUŽITÍ

### 3.1 Spuštění systému Cardiodrive®

- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely bezpečně zajištěny v příslušných konektorech.
- Zkontrolujte, zda tlačítko nouzového zastavení na uživatelském rozhraní je v poloze „VYPNUTO“ (je vytaženo).
- Spusťte systém Niobe, čímž spustíte také systém Cardiodrive®. Další informace ohledně tohoto postupu naleznete v návodu k použití systému Niobe. Ověřte, že je tlačítko nouzového zastavení systému Niobe v poloze „VYPNUTO“.
- Dříve než budete systém používat k chirurgickému zákroku, proveďte zkoušku všech níže uvedených funkcí, abyste zajistili správné fungování zařízení.

### 3.2 Použití nouzového zastavení (E-Stop)

- Když je tlačítko nouzového zastavení v poloze „ZAPNUTO“ (je zatlačeno), jsou veškeré pohyby katétru zablokovány. Pokud chcete mít možnost pohybovat katétre pomocí ovládacích prvků na uživatelském rozhraní, musí být tlačítko nouzového zastavení v poloze „VYPNUTO“ (vytaženo). Katétre také nelze pohybovat, pokud je tlačítko nouzového zastavení systému Niobe v poloze „ZAPNUTO“.
- Chcete-li ověřit funkci nouzového zastavení, přejděte k následujícímu kroku.
- Zkontrolujte, že tlačítko nouzového zastavení na uživatelském rozhraní je v poloze „VYPNUTO“ (je vytaženo).
- Na uživatelském rozhraní stiskněte tlačítko nouzového zastavení.
- Zkontrolujte, zda je zelená kontrolka „Napájení“ zhasnutá. Poté, co stisknete tlačítko nouzového zastavení, otočte jím a opět jej vytáhněte. Odblokujete tak katétre Cardiodrive®. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka „Napájení“.

### 3.3 Operace zavádění a vytahování pomocí pákového ovladače

- Na UR stiskněte a podržte spínací tlačítko pákového ovladače při jeho pohybu vpřed.
- Katétre se bude pohybovat vpřed stálou rychlostí, dokud nebude uvolněno spínací tlačítko na pákovém ovladači.
- Když je pákový ovladač používán k zavádění katétru vpřed, svítí kontrolka „Zavádění“.
- Na UR stiskněte a podržte spínací tlačítko pákového ovladače při jeho pohybu vzad.
- Katétre se bude pohybovat vzad stálou rychlostí, dokud nebude uvolněno spínací tlačítko na pákovém ovladači.
- Když je pákový ovladač používán k zatahování katétru zpět, svítí kontrolka „Zatahování“.

### 3.4 Zavádění a zatahování zpět o 1 mm pomocí tlačítka

- Na uživatelském rozhraní zkontrolujte, zda přepínač „Krok“ ukazuje na nastavení 1 mm.
- Jedenkrát stiskněte a uvolněte tlačítko „Zavádění“. Katétre se posune vpřed o 1 mm.
- Když je stisknuto tlačítko „Zavádění“, svítí kontrolka „Zavádění“.
- Jedenkrát stiskněte a uvolněte tlačítko „Zatahování“ na uživatelském rozhraní. Katétre se posune zpět o 1 mm.
- Když je stisknuto tlačítko „Zatahování“, svítí kontrolka „Zatahování“.

### 3.5 Zavádění a zatahování zpět o 3 mm pomocí tlačítka

- Na uživatelském rozhraní zkontrolujte, zda přepínač „Krok“ ukazuje na nastavení 3 mm.
- Jedenkrát stiskněte a uvolněte tlačítko „Zavádění“. Katétre se posune vpřed o 3 mm.
- Když je stisknuto tlačítko „Zavádění“, svítí kontrolka „Zavádění“.

- Jedenkrát stiskněte a uvolněte tlačítko „Zatahování“ na uživatelském rozhraní. Katétr se posune zpět o 3 mm.
- Když je stisknuto tlačítko „Zatahování“, svítí kontrolka „Zatahování“.

### 3.6 Vypnutí systému Cardiodrive®

Pokud chcete systém Cardiodrive® vypnout, je třeba také vypnout systém Niobe. Další informace ohledně tohoto postupu naleznete v návodu k použití systému Niobe.

### 3.7 Zotavení po chybě

Když se zdá, že UR nepracuje (tzn. neřídí pohyb katétru), zkontrolujte, zda svítí kontrolka „Napájení“.

- Jestliže kontrolka „Napájení“ nesvítí, zkontrolujte, zda je tlačítko nouzového zastavení v poloze „VYPNUTO“. Ověřte, zda je tlačítko nouzového zastavení systému Niobe v poloze „VYPNUTO“.
- Pokud nefunguje motor, zkontrolujte, zda je tlačítko nouzového zastavení v poloze „VYPNUTO“. Ověřte, zda je tlačítko nouzového zastavení systému Niobe v poloze „VYPNUTO“.
- Jestliže se motor přestal pohybovat a nereaguje na UR, je možné, že motor detekoval vysoký mechanický odpor v systému a automaticky se vypnul. Tento problém vyřešíte následovně:
  - a) Nejdříve fyzicky zkontrolujte, zda je blok jednorázového hnacího kabelu a jednorázové jednotky zavaděče stále v takové poloze, v jaké byly na pacientovi původně nastaveny.
  - b) Od jednotky motoru odpojte jednorázový hnací kabel.
  - c) Na uživatelském rozhraní stiskněte červené tlačítko a pak s ním otáčejte, až vyskočí zpátky (tj. proveďte cyklus vypnutí a zapnutí napájení motoru). Pak pomocí pákového ovladače proveďte zavádění. Cyklus vypnutí a zapnutí napájení resetuje motor.
  - d) Poslouchejte motor, zda je slyšet, jak se otáčí. Pokud ano, vyměňte jednorázovou jednotku zavaděče.
  - e) Pokud se motor neotáčí, vyžaduje servisní opravu.
  - f) Informace o identifikaci jednorázových součástí naleznete v návodu k použití jednorázového prostředku.

## 4. DEFINICE UŽIVATELSKÉHO ROZHRAŇÍ

Tato kapitola popisuje všechny ovládací prvky a indikátory systému, se kterými se na uživatelském rozhraní setkáte.

### 4.1 Tabulka použití ovládacích prvků

Následující tabulka popisuje každý z ovládacích prvků a uvádí, jak dané použití souvisí s pohybem katétru.

| Ovládací prvek          | Popis položky | Použití  |
|-------------------------|---------------|--|
| Pákový ovladač          | 1             | Pohyb katétru v obou směrech, „Zavádění“ a „Zatahování“  |
| 1 mm / 3 mm             | 2             | Pohyb katétru po samostatných krocích o délce 1 nebo 3 mm ve směru „Zavádění“ nebo „Zatahování“                            |
| E-stop                  | 3             | Vypíná napájení motorové jednotky.   |
| Zavádění/<br>Zatahování | 4             | Tlačítka, která spouštějí pohyb katétru po samostatných krocích o délce 1 nebo 3 mm ve směru „Zavádění“ nebo „Zatahování“. |
| Vybrat                  | 5             | Stlačení tlačítka udává, že motorová jednotka je ovládána uživatelským rozhraním.  |



## 4.2 Tabulka použití kontrolkek

Následující tabulka popisuje každou z kontrolkek a uvádí, jak dané použití souvisí se systémem Cardiodrive® a s pohybem katétru.

| Kontrolka | Popis položky | Použití  |
|-----------|---------------|--|
| Napájení  | 6             | Když tato kontrolka svítí, motor je napájen.<br>Když tato kontrolka nesvítí, motor je zastaven.                                  |
| Zavádění  | 7             | Když tato kontrolka svítí, katétr se pohybuje ve směru „Zavádění“<br>buď pomocí pákového ovladače, nebo tlačítka „Zavádění“.     |
| Vysunutí  | 8             | Když tato kontrolka svítí, katétr se pohybuje ve směru „Zatahování“<br>buď pomocí pákového ovladače, nebo tlačítka „Zatahování“. |
| Vybrat    | 9             | Když tato kontrolka svítí, je motor ovládán uživatelským rozhraním.  |





### 4.3 Specifikace výkonu

Níže uvedená tabulka shrnuje specifikace výkonu systému Cardiodrive®.

| Parametr                           | Specifikace                           |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Rychlost pohybu pákového ovladače  | 5,0 cm/s, maximum                     |
| Rychlost dálkově řízeného pohybu   | 2,0 cm/s, maximum                     |
| Napájení (dodáváno systémem Niobe) | 24 V, stejnosměrný proud -0 % / +10 % |

### 4.4 Charakteristiky prostředí pro přepravu a skladování:

-10 °C až +40 °C: rozsah teplot

20 % až 95 %: relativní vlhkost

700 hPa až 1 060 hPa: atmosférický tlak

### 4.5 Další informace na vyžádání

Společnost Stereotaxis poskytne na požádání schémata zapojení, seznamy dílů, popisy, pokyny ke kalibraci nebo jakékoli další informace, které bude kvalifikovaný technický personál uživatele potřebovat k opravě dílů systému Cardiodrive®, které společnost Stereotaxis označila za opravitelné.

## 5. ÚDRŽBA systému Cardiodrive®

Tato část uvádí základní postup při údržbě systému Cardiodrive®.

### 5.1 Čištění

Žádnou součást systému Cardiodrive® nedezinfikujte v autoklávu. Elektrické součásti systému Cardiodrive® by měly být otírány hadříkem nebo tampónem navlhčeným některým z běžných nemocničních dezinfekčních prostředků. Žádnou součást systému Cardiodrive® nikdy neponořujte.

## 6. Volitelná souprava k systému Cardiodrive® s uživatelským rozhraním pro dva uživatele

### 6.1 Výběr uživatelského rozhraní

Máte-li volitelnou funkci 020-005854-1, pak souprava k systému Cardiodrive® s uživatelským rozhraním pro dva uživatele obsahuje skříňku ručního přepínače, která se nachází v řídicí místnosti. Uživatelské rozhraní se svítící kontrolkou „Napájení“ ovládá řízení motoru. Motor může být ovládán vždy jen jedním uživatelským rozhraním. Otočením knoflíku na skříňce ručního přepínače do polohy „A“ získá řízení uživatelské rozhraní v řídicí místnosti. Kontrolka „Napájení“ se rozsvítí a indikuje tak, že řízení je nyní ovládáno uživatelským rozhraním v řídicí místnosti. Kontrolka „Napájení“ na vzdáleném uživatelském rozhraní zhasne a indikuje tak, že již řízení neovládá. Otočením knoflíku na skříňce ručního přepínače do polohy „B“ získá řízení uživatelské rozhraní ve vzdáleném místě. Kontrolka „Napájení“ se rozsvítí a indikuje tak, že řízení je nyní ovládáno vzdáleným uživatelským rozhraním. Kontrolka „Napájení“ na uživatelském rozhraní v řídicí místnosti zhasne a indikuje tak, že řízení již neovládá.



MDSS

(Medical Device Safety Service GmbH)

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Německo

Refer to the change control in the quality management system for the electronic signatures.

Date of Last Signature:21-Feb-2023 21:32 (GMT)